

ИЗМЕРВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ХЛОР ВАЖНО! Стойностите на свободния хлор във водата са определени за регулацията му! 1.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 1.1 Добавете таблетка DPD1 и затворете капачето на тестера. 1.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори. 1.3 Сравнете получения цвят на пробата със скалата от дясната страна и определете стойността. Идеалната стойност на свободен хлор във водата е има различни стандарти за всички страни, но най-общо е около :0.5 mg/l. Стойността от 0,3 мг/л до 1 мл/л се считат за допустими. ИЗМЕРВАНЕ НА pH СТОЙНОСТИТЕ 2.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 2.1 Добавете Фенол Ред (PHENOLRED) таблетка и затворете капачето на тестера. 2.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори. 2.3 Сравнете получения цвят на пробата със скалата от дясната страна и определете стойността. на pH. Идеалната стойност на pH, както за хлора има различни стандарти за всички страни. За нормални се считат стойностите от : 6.8 – 7.6. ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩИЯ ХЛОР DPD 3 за определяне на общия хлор във водата. Това измерване е необходимо само, когато искате да знаете стойността на неосвободения хлор във водата. Поставете таблетка DPD3 в смесителния съд, след като вече водата в него е оцветена от DPD1 за определяне на активния хлор. Разклатете съдържанието на пробата, докато таблетката се разтвори. След 2 минути, след като пробата е наситила цвета си, сверете по скалата и запомнете стойността – трябва да бъде близък или даже по-наситен от първия при измерването на активния хлор. Сега лесно, след като знаете стойността на общия хлор във водата, можете лесно да изчислите количеството неосвободен хлор във водата. Неосвободения хлор = стойността на общия хлор - тази на освободения. След приключване на измерването изсипете пробата на подходящо място и изплакнете с вода от басейна. ВАЖНО - Докосването на таблетките с пръсти пречиства грешно измерване; - Отчитането на резултата трябва да бъде направено веднага след разтварянето на таблетката; - Преди всяко измерване смесителния съд трябва да бъде изплакнат с вода; - Ако стойностите на свободния хлор надвишават 10mg/l, стойността на пробата може да излезе извън цветовия индикатор; - Стойностите на pH под 6.2 имат винаги жълтеникаво оцветяване; - Стойностите на Ph над 8.2 имат винаги червеникаво оцветяване; - Тестването на вода с много ниска твърдост (SBV 4.3<0.7 mmol/l) може да доведе до погрешно pH измерване; - Препоръчва се измерването на pH веднъж на седмица или поне веднъж на 2 седмици. ВНИМАНИЕ! Таблетките са предназначени за измерване на вода в басейна и не трябва да бъдат използвани с други цели! Дръжте таблетките на недостъпно за малки деца място. След досег с таблетките не доксвайте очите и лицето. В случай на алергии, кожно раздразнение или проблем от медицинско естество, моля свържете се незабавно с лекар. ВНОСИТЕЛ: ПУУЛС ЕУ ЕООД София, Цар Борис 3, 245 02/482 96 98 Произход: Р. Чехия www.baseini.net	ИЗМЕРВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ХЛОР ВАЖНО! Стойностите на свободния хлор във водата са определени за регулацията му! 1.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 1.1 Добавете таблетка DPD1 и затворете капачето на тестера. 1.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори. 1.3 Сравнете получения цвят на пробата със скалата от дясната страна и определете стойността. Идеалната стойност на свободен хлор във водата е има различни стандарти за всички страни, но най-общо е около :0.5 mg/l. Стойността от 0,3 мг/л до 1 мл/л се считат за допустими. ИЗМЕРВАНЕ НА pH СТОЙНОСТИТЕ 2.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 2.1 Добавете Фенол Ред (PHENOLRED) таблетка и затворете капачето на тестера. 2.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори. 2.3 Сравнете получения цвят на пробата със скалата от дясната страна и определете стойността. на pH. Идеалната стойност на pH, както за хлора има различни стандарти за всички страни. За нормални се считат стойностите от : 6.8 – 7.6. ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩИЯ ХЛОР DPD 3 за определяне на общия хлор във водата. Това измерване е необходимо само, когато искате да знаете стойността на неосвободения хлор във водата. Поставете таблетка DPD3 в смесителния съд, след като вече водата в него е оцветена от DPD1 за определяне на активния хлор. Разклатете съдържанието на пробата, докато таблетката се разтвори. След 2 минути, след като пробата е наситила цвета си, сверете по скалата и запомнете стойността – трябва да бъде близък или даже по-наситен от първия при измерването на активния хлор. Сега лесно, след като знаете стойността на общия хлор във водата, можете лесно да изчислите количеството неосвободен хлор във водата. Неосвободения хлор = стойността на общия хлор - тази на освободения. След приключване на измерването изсипете пробата на подходящо място и изплакнете с вода от басейна. ВАЖНО - Докосването на таблетките с пръсти пречиства грешно измерване; - Отчитането на резултата трябва да бъде направено веднага след разтварянето на таблетката; - Преди всяко измерване смесителния съд трябва да бъде изплакнат с вода; - Ако стойностите на свободния хлор надвишават 10mg/l, стойността на пробата може да излезе извън цветовия индикатор; - Стойностите на pH под 6.2 имат винаги жълтеникаво оцветяване; - Стойностите на Ph над 8.2 имат винаги червеникаво оцветяване; - Тестването на вода с много ниска твърдост (SBV 4.3<0.7 mmol/l) може да доведе до погрешно pH измерване; - Препоръчва се измерването на pH веднъж на седмица или поне веднъж на 2 седмици. ВНИМАНИЕ! Таблетките са предназначени за измерване на вода в басейна и не трябва да бъдат използвани с други цели! Дръжте таблетките на недостъпно за малки деца място. След досег с таблетките не доксвайте очите и лицето. В случай на алергии, кожно раздразнение или проблем от медицинско естество, моля свържете се незабавно с лекар. ВНОСИТЕЛ: ПУУЛС ЕУ ЕООД София, Цар Борис 3, 245 02/482 96 98 Произход: Р. Чехия www.baseini.net
--	--